

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ И АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ	3.2
КОМПОЗИТЫ	3.4
ГЕРМЕТИКИ	3.15
ЦЕМЕНТЫ И ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	3.16
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТИ ЗУБА	3.19
АМАЛЬГАМЫ	3.19

Материалы для протравливания и адгезивные системы

Gel Etchant

37,5% гель фосфорной кислоты для протравливания дентина и эмали. Благодаря ярко-фиолетовому цвету гель отлично различим во время нанесения. Консистенция материала гарантирует отсутствие подтеканий и отслоений. Легко и быстро смывается, удобен в использовании за счет расфасовки в шприцы.

Gel Etchant Pack 31297

Состав: 3 шприца (по 3г), 30 одноразовых насадок

Дополнительная упаковка из 30 одноразовых насадок 26909



Gel Etchant pack

31297

OptiBond™ FL

FL= наполненный, светоотверждаемый. Эта адгезивная система обеспечивает непревзойденную адгезию к дентину и эмали, одновременно выполняя роль прокладочного материала. Являясь наполненным на 48% бондинговым агентом, OptiBond FL обеспечивает надежную структурную связь. Прост в использовании, не требует смешивания, необходимо лишь однократное отверждение светом.

OptiBond FL 26684

Состав: 1 x 8 мл бутылочка праймера OptiBond FL, 1 x 8 мл бутылочка адгезива OptiBond FL, 1 шприц x 3 г протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов.

Дополнительные упаковки OptiBond FL

Праймер OptiBond FL (бутылочка 8 мл) 25881

Адгезив OptiBond FL (бутылочка 8 мл) 25882



OptiBond FL Kit

26684

НОВИНКА

OptiBond FL Unidose 33352

Состав: 50 унисдоз (в состав каждой входят 1 унисдоза праймера, 1 унисдоза адгезива, 1 насадка)



OptiBond FL Unidose

33352

OptiBond Solo™ Plus

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для всех видов реставраций. Наполненный на 15% запатентованным наполнителем с оптимальным размером частиц в 0,4 мкм, OptiBond Solo Plus обеспечивает более глубокое проникновение в дентинные каналы, чем ненаполненные или наноуполненные системы. Это гарантирует исключительную стабильность, непревзойденные показатели прочности сцепления и защиту от постоперационной чувствительности и микроподтеканий.

OptiBond Solo Plus Bottle Kit 29670

Состав: 2 x 5 мл бутылочки адгезива OptiBond Solo Plus, 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка OptiBond Solo Plus Bottle Refill 29692

Состав: 1 x 5 мл бутылочка адгезива OptiBond Solo Plus

OptiBond Solo Plus Unidose Kit 29682

Состав: 100 унисдоз с адгезивом по 0.1 мл (всего 10 мл), 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 25 емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка в унисдозах OptiBond Solo Plus Unidose Refill Pack 29669

100 унисдоз с адгезивом OptiBond Solo Plus (всего 10 мл)



OptiBond Solo Plus Bottle Kit

29670



Дополнительная упаковка в унисдозах

29669

Однокомпонентный адгезив для бондинга:

- Композита к эмали и/или дентину
- Композита к композиту
- Композита к керамике и/или металлу
- Бондинга не прямых реставраций



OptiBond Solo Plus Dual-Cure

Активатор двойного отверждения OptiBond™ Solo Plus Dual-Cure Activator – это ненаполненная искусственная смола, разработанная для инициации химического отверждения при использовании совместно с адгезивом OptiBond Solo Plus.

OptiBond Solo Plus Dual-Cure Kit 31736

Состав: 1 x 5 мл. бутылочка адгезива OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл. активатора OptiBond Solo Plus, 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка

1 бутылочка активатора OptiBond Solo Plus 5 мл **31304**



OptiBond Solo Plus Dual-Cure Kit 31736

OptiBond Solo Plus Self-Etch Adhesive System

Уникальная самопротравливающая адгезивная система, позволяющая исключить процесс протравливания кислотой без ущерба для прочности сцепления. Разработана для использования с адгезивом OptiBond Solo Plus (в унидозах или в бутылочках) и основана на технологии с 10-ти летним опытом успешного применения. Универсальная система, предназначенная для прямых и непрямых реставраций. Поставляется в бутылочках или в унидозах, снижающих риск инфекционного заражения.

OptiBond Solo Plus Self-Etch Adhesive System с активатором двойного отверждения 31963

Состав: 1 x 5 мл. бутылочка активатора OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл. бутылочка адгезива OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл. бутылочка самопротравливающего праймера OptiBond Solo Plus Self-Etch Primer, 100 одноразовых аппликаторов Kerr, 50 одноразовых емкостей для замешивания.

OptiBond Solo Plus Self-Etch Adhesive System Unidose Kit 31966

50 унидоз (всего 5 мл), каждая с одноразовым аппликатором.

Дополнительные упаковки

1 x 5 мл. бутылочка самопротравливающего праймера OptiBond Solo Plus **31964**
 200 одноразовых аппликаторов Kerr **24680**
 100 одноразовых емкостей для замешивания **27157**



Система с активатором двойного отверждения 31963




System Unidose Kit 31966




Унидоза

Надежная связь

Прочность сцепления самопротравливающих адгезивов с окклюзионным дентином через 10 мин (МПа)



Прочность сцепления самопротравливающих адгезивов с эмалью через 10 мин (МПа)



Источник: Bond Strength Studies of Self-Etch Systems – H. Bui, M.A. Le, E. Shellard, D. NG; presented on IADR, San Diego, California (2002) [«Исследования самопротравливающих адгезивных систем» – Х. Буй, М.А. Лэ, Э. Шеллард; представлены на IADR, Сан-Диего, Калифорния, 2002]

Clearfil SE Bond, Prompt-L Pop не являются торговыми марками KerrHawe SA.

Композиты

Connect

Армирующая лента из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной газоразрядной плазмой. Используется для усиления как постоянных, так и временных композитных и акриловых коронок и мостовидных протезов, ортодонтических ретейнеров и шинирующих конструкций, а также для ремонта зубных протезов. Может применяться для всех видов композитных реставраций.

Стартовый набор Connect Intro Kit 2 мм	26955
---	--------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 2 мм, длина 90 см), 1 ножницы для разрезания ленты Connect, 1 пинцет, 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Стартовый набор Connect Intro Kit 3 мм	26956
---	--------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 3 мм, длина 90 см), 1 ножницы для разрезания ленты Connect, 1 пинцет, 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect 1мм	2900678
---	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 1 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect ширина ленты 2 мм	2900679
---	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 2 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect 3 мм	2900680
--	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 3 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Ножницы Connect Scissors	26959
---------------------------------	--------------



Connect Intro Kit

26955

Construct

Армирующая лента из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой, что позволяет сразу брать ее в руки в отличие от материала Connect. Это способствует экономии времени и снижению стоимости работ.

Набор Construct Kit	30869
----------------------------	--------------

Состав: 3 катушки ленты Construct (предварительно пропитанной) 1 мм, 2 мм и 3 мм (длина 90 см), 3 шприца со смолой Construct Resin: бесцветный, светлый, темный (3.5 г в одном шприце), 1 ножницы Construct, 1 пинцет, 1 красный и 1 синий карандаши для обозначения краевой линии.

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 1 мм	30870
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 2 мм	30871
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 3 мм	30872
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительный шприц Construct Resin Untinted - бесцветный	30873
---	--------------

шприц 3.5 г

Дополнительный шприц Construct Resin Light - светлый	30874
---	--------------

шприц 3.5 г

Дополнительный шприц Construct Resin Dark - темный	30875
---	--------------

шприц 3.5 г

Ножницы Construct Scissors	26959
-----------------------------------	--------------



Construct Kit

30869

PREMISE

Универсальный Трехмодальный Наноккомпозит – наполнен на 84%, сочетает три вида наполнителей (0,02 мкм, 0,04 мкм и предварительно полимеризованный наполнитель). PREMISE великолепно моделируется, не липнет к инструменту, обладает превосходной полируемостью и долговечной эстетикой. Сверхнизкая полимеризационная усадка (от 1,4 до 1,6%) значительно уменьшает риск микропротечек и окрашивания по краю реставрации. PREMISE поставляется в шприцах и унидозах, имеет 33 оттенка: 18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных и 3 конденсируемых.

Premise Syringe Standard Kit 32700

По одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмалевые оттенки A2, A3, A3.5 и XL2; дентинные оттенки A2, A3 и A3.5; прозрачный оттенок Translucent Clear; конденсируемый оттенок A3; аксессуары *

Premise Unidose Standard Kit 32701

10 унидоз (по 0.2 г) каждого из оттенков: эмалевые оттенки A2, A3, A3.5 и XL2; дентинные оттенки A2, A3 и A3.5; прозрачный оттенок Translucent Clear; конденсируемый оттенок A3; аксессуары *

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62850

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, A3, дентин A2; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62851

По одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, A3, дентин A3; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62853

По одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, дентин A2, прозрачный; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

(*) Аксессуары

- 1 бутылочка адгезива OptiBondSolo™ Plus (5 мл)
- 1 бутылочка самопротравливающего праймера OptiBondSolo™ Plus Self-Etch Primer (5 мл)
- 1 бутылочка герметика для поверхности композита OptiGuard™ (5 мл)
- 1 шприц протравливающего геля Kerr (3 г)
- 10 одноразовых игольчатых насадок для шприца с протравливающим гелем
- 25 одноразовых емкостей для смешивания
- 50 аппликаторов Kerr
- 1 набор для финишной обработки KerrHawe (15 x 12.6 мм дисков OptiDisc™ 1 по 5 каждого вида: Coarse/Medium, Fine, Extra и Extra-Fine; 2 держателя для дисков OptiDisc™; 4 полировочные головки Gloss™ Polishers – по 2 каждого вида: пламевидные и чашевидные; 4 полировочные головки HiLusterPLUS Polishers – по 2 каждого вида: пламевидные и чашевидные)
- 1 расцветка



Premise Mini Kit + Comporoller



Клинический случай любезно предоставлен д-ром Дугласом Терри

Дополнительные шприцы и унидозы PREMISE. Эмалевые оттенки

Шприцы, 4 г

A1	32712
A2	32713
A3	32714
A3.5	32715
A4	32716
B1	32717
B2	32718
B3	32719
B4	32720
C1	32721
C2	32722
C3	32723
C4	32724
D2	32725
D3	32726
D4	32727
XL1	32728
XL2	32729

Унидозы, 4 г

A1	32745
A2	32746
A3	32747
A3.5	32748
A4	32749
B1	32750
B2	32751
B3	32752
B4	32753
C1	32754
C2	32755
C3	32756
C4	32757
D2	32758
D3	32759
D4	32760
XL1	32761
XL2	32762

Прозрачные оттенки PREMISE

Шприцы, 4 г

Amber	32738
Grey	32739
Clear	32740
Super Clear	32741

Унидозы, 4 г

Amber	32771
Grey	32772
Clear	32773
Super Clear	32774



Дентинные оттенки PREMISE**Шприцы, 4 г**

A2	32730
A3	32731
A3.5	32732
A4	32733
B1	32734
B2	32735
C2	32736
D2	32737

Унидозы, 4 г

A2	32763
A3	32764
A3.5	32765
A4	32766
B1	32767
B2	32768
C2	32769
D2	32770

Конденсируемые оттенки PREMISE**Шприцы, 4 г**

A3	32742
A3.5	32743
A4	32744

Унидозы, 4 г

A3	32775
A3.5	32776
A4	32777

Расцветка PREMISE

32867

НОВИНКА**PREMISE Flowable**

PREMISE Flowable – наноуполненный светополимеризуемый микрогибридный композит. Сочетание трех видов наполнителей (наноуполнитель, предварительно полимеризованный наполнитель и наполнитель Point4) обеспечивает превосходную полируемость и долговечность.

- Исключительная механическая прочность и сверхнизкая полимеризационная усадка
- Оптимальная вязкость, легко заполняет полости не образуя пор
- Высокая рентгеноконтрастность
- Универсальность

PREMISE Flowable Assorted Kit

33371

По одному шприцу (1.7 г) каждого из оттенков: A1, A2, A3 и B1, 40 насадок

Отдельные оттенки PREMISE Flowable Shade Refills

В каждом наборе 4 шприца (1.7 г), 40 насадок

A1	33372
A2	33373
A3	33374
A3.5	33375
B1	33376
B2	33385
C2	33377
Универсальный opak	33378
XL1	33379
XL2	33380
Насадки (50шт)	33370



Herculite® XRV™

Светополимеризуемый микрогибридный композитный материал в шприцах и унидозах. Предназначен для реставраций фронтальных и жевательных зубов, включая реставрации I, II, III, IV и V классов, пришеечные эрозии и изготовление прямых виниров:

- Содержит приблизительно 79 % неорганического наполнителя (по весу) со средним размером частиц 0.6 мк
- Многолетняя клиническая практика доказывает исключительную надежность и долговечность эстетики
- Свойства материала позволяют создавать анатомические формы, не подверженные износу
- 16 оттенков эмали по шкале Vita® и 16 оттенков дентина по шкале Vita®, а также 2 оттенка режущего края, 1 пришеечный и 3 бугорковых для достижения особого уровня эстетичности работ
- Vita является зарегистрированной торговой маркой компании Vita Zahnfabrik Company, Германия.



Разрушение дентина



Реставрация с помощью Herculite XRV



Herculite XRV

Набор в шприцах Herculite XRV Esthetic Kit

30893

Для большего удобства при использовании данный набор поставляется в двух отдельных чемоданчиках: в одном находятся два уровня, во втором один.

Состав: 16 x 5 г шприцев каждого из оттенков эмали

Оттенки А – А1, А2, А3, А3.5, А4 / Оттенки В – В1, В2, В3, В4

Оттенки С – С1, С2, С3, С4 / Оттенки D – D2, D3, D4

7 шприцев x 5 г каждого из оттенков дентина

Оттенки А – А2, А3, А3.5 / Оттенки В – В1, В2

Оттенки С – С2 / Оттенки D – D2

2 x 2.5 г шприца каждого из оттенков режущего края: средний, светлый

бутылочка 5 мл OptiBond Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для смешивания,

1 x 3 г шприц протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками

Набор в шприцах Herculite XRV General

30894

Состав: 10 шприцев x 5 г каждого из оттенков эмали

Оттенки А - А1, А2, А3, А3.5 / Оттенки В - В1, В3

Оттенки С - С2, С3 / Оттенки D - D2, D3

4 шприца x 5 г каждого из оттенков дентина

Оттенки А - А2 / Оттенки В - В1

Оттенки С - С2 / Оттенки D - D2

2 шприца x 2.5 г каждого из оттенков режущего края: средний, светлый

1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для смешивания,

1 x 3 г шприц протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками

Дополнительные шприцы XRV. Эмалевые оттенки

1 шприц x 5г

Оттенки А

A1 22859

A2 22860

A3 22861

A3.5 22862

A4 22863

Оттенки В

B1 22864

B2 22865

B3 22866

B4 22867

Оттенки С

C1 22868

C2 22869

C3 22870

C4 22871

Оттенки D

D2 22872

D3 22873

D4 22874

Дентинные оттенки

1 шприц x 5 г

Оттенки А

A1	23391
A2	22875
A3	22876
A3.5	22877
A4	23390

Оттенки В

B1	22878
B2	22879
B3	23389
B4	23388

Оттенки С

C1	23387
C2	22880
C3	23386
C4	23385

Оттенки D

D2	22881
D3	23384
D4	23392

Пришеечные оттенки

1 шприц x 5 г

Красный/коричневый	29832
Серый/коричневый	29833
Желтый/коричневый	29834

Оттенки режущего края

1 шприц x 2.5 г

Светлый	22882
Средний	22883
Бугорковый	23383

Herculite® XRV™ Unidose**Набор в унидозах Herculite XRV Unidose Kit**

30895

Состав: 10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков эмали:

Оттенки А – А1, А2, А3, А3.5 / Оттенки В – В1, В3

Оттенки С – С2, С3 / Оттенки D – D2, D3

10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков дентина:

Оттенки А – А2 / Оттенки В – В1

Оттенки С – С2 / Оттенки D – D2

10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков режущего края: средний/светлый, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 1 x 3 г шприц протравочного геля и 10 одноразовых насадок.



Набор в унидозах Herculite XRV Unidose Kit

30895

Дополнительные унидозы XRV (по 20 унидоз x 0.25 г). Эмалевые оттенки**Оттенки А**

A1	23036
A2	23037
A3	23038
A3.5	23039
A4	23040

Оттенки В

B1	23041
B2	23042
B3	23043
B4	23044

Оттенки C

C1	23045
C2	23046
C3	23047
C4	23048

Оттенки D

D2	23049
D3	23050
D4	23051

Дентинные оттенки

Оттенки A

A2	23052
A3	23053
A3.5	23054

Оттенки B

B1	23055
B2	23056

Оттенки C

C2	23057
----	-------

Оттенки D

D2	23058
----	-------

Оттенки режущего края

Средний	23059
Светлый	23060

Kolor + Plus® Resin Colour Modifier Kit

9 интенсивных и 2 опакующих оттенка для создания эффектов при выполнении реставраций. Данный набор расширяет Ваши возможности в достижении цвета, максимально соответствующего естественному окрасу зубов. С помощью системы Kolor + Plus Вы можете подкрашивать окклюзионные поверхности, гингивальные области, имитировать бороздки, появляющиеся в процессе старения зуба, а также воссоздавать мельчайшие детали, придавая реставрации наиболее естественный вид.

Kolor + Plus Modifier Kit

23408

Состав: 1 x 2 мл. бутылочка каждого цвета: желтый, лавандовый, коричневый, синий, белый, красный, серый, охра, бесцветный, опакующий A1, опакующий A3.

Дополнительные упаковки Kolor + Plus (бутылочка 2 мл)

Желтый	23394
Лавандовый	23395
Коричневый	23396
Синий	23397
Белый	23398
Красный	23399
Серый	23400
Бесцветный	23401
Охра	23404
Опакующий A1	23402
Опакующий A3	23403



Kolor + Plus



Препарированная полость



Конечный результат



Point4

Композитная система с оптимизированными частицами (средний размер 0,4 мк). Данный микрогибридный композит для реставраций фронтальных и жевательных зубов представлен в 16 оттенках в шкале Vita®, в том числе 3 прозрачных, и 8 опаковых. Point 4™ придает реставрациям естественный вид, эстетические качества и прочность, что возможно только благодаря использованию комбинации гибридных и микронаполненных материалов.

Набор в шприцах Point4 Syringe Kit 29687

Состав: 1 x 4 г шприц каждого из оттенков: А2, А3, А3.5, В2, Т1, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 x 3 г шприца протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприцев с гелем, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Дополнительные шприцы Point4 (по 4 г)

Оттенки А

A1	29876
A2	29877
A3	29878
A3.5	29879
A4	29880

Оттенки В

B1	29881
B2	29882
B3	29883
B4	29884

Оттенки С

C1	29885
C2	29886
C3	29887
C4	29888

Оттенки D

D2	29889
D3	29890
D4	29891

Очень светлые

XL1	29892
XL2	29893
XL3	29894

Прозрачные

T1	29895
T2	29896
T3	29897

Опаковые

A2	31360
A3	31361
A3.5	31362
A4	31363
B1	31364
B2	31365
C2	31366
D2	31367



Набор Point4 Syringe Kit

29687



Реставрация с помощью Point4



Окончательный результат

Набор в унидозах Point4 Unidose Kit 29688

10 унидоз (по 0,2 г) каждого из оттенков: А2, А3, А3.5, В2, Т1, 1 х 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 х 3 г шприца протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприцев с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Дополнительные унидозы Point4 (20 унидоз х 0,2 г)

Оттенки А

A1	29898
A2	29899
A3	29900
A3.5	29901
A4	29902

Оттенки В

B1	29903
B2	29904
B3	29905
B4	29906

Оттенки С

C1	29907
C2	29908
C3	29909
C4	29910

Оттенки D

D2	29911
D3	29912
D4	29913

Очень светлые

XL1	29914
XL2	29915
XL3	29916

Прозрачные

T1	29917
T2	29918
T3	29919

Опаковые

A2	31368
A3	31369
A3.5	31370
A4	31371
B1	31372
B2	31373
C2	31374
D2	31375

Стартовый набор в унидозах Point 4 Unidose Trial Kit 30826

Состав: 5 х 0.2 г унидоз каждого из оттенков А2, А3, А3.5, В2, Т1, 1 х 5 мл бутылочка OptiBond Solo Plus



Набор в унидозах Point4 Unidose Kit

29688

Prodigy™

Микрогибридный светоотверждаемый композитный материал для реставраций фронтальных и жевательных зубов, представленный в 16 оттенках по шкале Vita®, а также одном опаковом и оттенке режущего края. Оптимальная вязкость и однородная консистенция облегчают применение. Содержит приблизительно 79% неорганического наполнителя, средний размер частиц которого составляет 0.6 мк. Основными достоинствами материала являются пластичность, простота в использовании, отличная полируемость, прочность и эстетичность реставраций. В систему Prodigy входят адгезив OptiBond Solo Plus и герметик OptiGuard для покрытия поверхности реставраций из композитных материалов. Vita® является торговой маркой Vita Zahnfabrik, Германия.



Окончательный результат реставрации

Набор Prodigy Syringe Kit

30896

Состав: 1 x 4 г шприц каждого из оттенков A2, A3, B1, C2, D2, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 x 3 г шприца с протравливающим гелем, 20 одноразовых насадок для шприцев с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 одноразовых аппликаторов.



Prodigy Syringe Kit

30896

Дополнительные шприцы Prodigy

1 шприц x 4 г

Оттенки А

A1	25898
A2	25893
A3	25894
A3.5	26257
A4	26706

Оттенки В

B1	25895
B2	25899
B3	26724
B4	26708

Оттенки С

C1	26726
C2	25896
C3	26728
C4	26710

Оттенки D

D2	25897
D3	25900
D4	26712
Универсальный опаковый A3.5	25902
Оттенок режущего края	25901

Дополнительные унидозы Prodigy

20 унидоз x 0.20 г (4 г)

Оттенки А

A1	25888
A2	25883
A3	25884
A3.5	26258
A4	26707

Оттенки В

B1	25885
B2	25889
B3	26725
B4	26709

Оттенки С

C1	26727
C2	25886
C3	26729
C4	26711

Оттенки D

D2	25887
D3	25890
D4	26713
Универсальный опаковый A3.5	25892
Оттенок режущего края	25891

Prodigy Condensable

Конденсируемый композитный материал, содержание стеклонаполнителя в котором составляет 80% (размер частиц 0.6 мкм). Тиксотропные реологические добавки, введенные в смолу, позволяют частицам наполнителя занимать свое место с большей эффективностью, а содержание наполнителя доведено до 80%, что значительно снижает полимеризационную усадку. Чрезвычайно низкая усадка в 1.8% позволяет работать эффективно и отверждать слои толщиной в 4.7мм.

Стартовый набор Prodigy Condensable Intro Kit

30903

Состав: 10 x 0,2 г унидоз каждого из оттенков: A1, A2, C1; 20 x 0,2 г унидоз оттенка А3, 1 x 5 мл бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 x 3 г шприца с протравливающим гелем, 20 x одноразовых насадок для шприцев с протравливающим гелем, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для замешивания.

Дополнительные упаковки Prodigy Condensable

20 унидоз x 0.2 г (4 г)

Оттенок

A1	29351
A2	29352
A3	29353
B1	29354
B2	29355
C1	29356
D2	29357
Очень светлый	29358



Стартовый набор Prodigy Condensable Intro Kit



Подготовка полости



Протравливание



Послойное внесение материала в полость



Заполненная полость



Окончательный результат реставрации

Revolution Formula 2

Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя размером 0.6 мк. Revolution Formula 2™ легко наносится, полностью заполняя пространство реставрируемой полости, в областях, где желательна минимальная толщина нанесения материала. Наносится с помощью шприца объемом 1 г, снабженного насадкой с тонкой иглой для точного нанесения на реставрируемый участок. Материал прост в использовании, обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, отлично полируется, создавая высокую эстетичность производимых реставраций.

Стартовый набор Revolution Formula 2 Intro Kit 29514

Состав: 4 шприца х 1 г каждого из оттенков А2, В3, С3 и универсальный опакочный

Набор Revolution Formula 2 Assorted Kit 29515

Состав: 4 шприца х 1 г, 2 очень светлых, 1 оттенок режущего края, 1 десневой и 1 опакочный белый

Дополнительные оттенки Revolution Formula 2

4 шприца х 1 г каждого из оттенков

Оттенки А

A1	29493
A2	29494
A3	29495
A3.5	29496
A4	29497

Оттенки В

B1	29498
B2	29499
B3	29500

Оттенки С

C1	29502
C2	29503
C3	29504
C4	29505

Оттенки D

D2	29506
D3	29507
Очень светлый	29509
Десневой	29510
Светлый оттенок режущего края	29511
Универсальный опакочный	29512
Белый опакочный	29513

Дозирующие насадки, черные 22 калибра (100 шт.) 450119

Дозирующие насадки, желтые 20 калибра (100 шт.) 450120



Применение Revolution Formula 2 в качестве прокладки в препарированной полости



Набор Revolution Formula 2 Intro Kit

29514

Герметики

Guardian Seal

Выделяющий фтор светоотверждаемый фиссурный герметик. Благодаря запатентованной технологии Guardian Seal™ обеспечивает непревзойденную защиту зубов от окклюзионного поражения. Guardian Seal обладает опакочным оттенком, оптимальным для сохранения видимости, но при этом материал достаточно прозрачен для определения наличия кариеса. Материал наполнен на 30%, предлагает отличное сочетание текучести и прочности. Одноразовые наконечники в виде кисточки-аппликатора позволяют без труда наносить Guardian Seal.

Набор Guardian Seal Kit 31169

Состав: 4 х 1 г шприца, 40 одноразовых наконечников в виде кисточки-аппликатора.

Дополнительные наконечники Guardian Seal Brush Tips 31323

Состав: 40 наконечников в виде кисточки-аппликатора



Набор Guardian Seal Kit

31169

OptiGuard


Универсальный композитный герметик с выделением фтора. Повышает долговечность эстетики готовой реставрации путем заполнения и упрочнения микротрещин и ямок, которые появляются в ходе финишной обработки на высокой скорости. С помощью OptiGuard реставрации защищены от преждевременного износа и старения.

Набор OptiGuard Kit 26685


Состав : 2 x 5 мл. бутылочка герметика OptiGuard , 1 x 3 г шприц с протравливающим гелем, 10 одноразовых насадок на шприц с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания , 50 одноразовых аппликаторов

Дополнительная упаковка OptiGuard Refill Pack 25880

1 бутылочка герметика OptiGuard Surface Sealant (5 мл)



Перед нанесением OptiGuard (50-кратное увеличение в сканирующем электронном микроскопе)



После нанесения OptiGuard



Набор OptiGuard Kit

26685

Цементы и прокладочные материалы

Cavalite

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный прокладочный материал на основе гидроксипита и стеклоиономерного цемента.

Cavalite 20282

Состав: 10 мл Cavalite, 1 блокнот для замешивания



Cavalite

20282

Life

Лечебный материал на основе гидроокиси кальция для покрытия пульпы зуба.

Regular Set - нормального отверждения

Стандартная упаковка 61769

Состав : 12 г базовой пасты, 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания

Большая упаковка 60927

Состав: 5 x 12 г базовой пасты, 5 x 12 г катализатора, 5 блокнотов для замешивания

Fast Set - быстрого отверждения

Стандартная упаковка 60997

Состав: 12 г базовой пасты, 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания

Большая упаковка 60998

Состав: 5 x 12 г базовой пасты, 5 x 12 г катализатора, 5 блокнотов для замешивания



Life

61769

Махсем

Самопротравливающий, самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения типа паста-паста, содержащий в своем составе все необходимые для протравливания, бондинга и фиксации компоненты. Вносится непосредственно в реставрацию или полость. Обладает исключительной стабильностью, отличными рабочими свойствами и высокоэффективным механизмом полимеризации в темноте. Обеспечивает превосходную адгезию, механическую прочность, великолепную эстетику и уникальную простоту применения.

- **Превосходная адгезия.** Более, чем в два раза превосходит по прочности адгезии модифицированные композитной смолой стеклоиономерные цементы
- **Великолепная эстетика.** Отличная цветовая стабильность. Наличие оттенков, имеющих высокую прозрачность
- **Прямое нанесение из шприца.** Не требует замешивания, тритурации или использования каких-либо специальных устройств для подготовки и нанесения.
- **Хорошая адгезия к любым поверхностям.** Дентин, эмаль, безметалловая керамика и металлокерамика.
- **Двойное отверждение.** Эффективная полимеризация даже в условиях ограниченного доступа света.
- **Простота удаления излишков.** Излишки легко удаляются по достижению материалом состояния геля.
- **Широкие показания к применению.** Фиксация коронок, мостов, вкладок и штифтов.



Стандартный набор Maxcem Standard Kit

32856

Стандартный набор Maxcem Standard Kit

32856

Состав: 5 двойных шприцев (по 5 г), 2 двойных шприца – прозрачного оттенка, 1 двойной шприц – белого оттенка, 1 двойной шприц – опалово-белого оттенка, 1 двойной шприц – желтого оттенка, 50 смесительных насадок, 1 упаковка (12 шт.) силиконовых инструментов для удаления временного цемента OptiClean

Малый набор Maxcem Mini Kit

33002

Состав: 1 двойной шприц с материалом прозрачного оттенка, 10 смесительных насадок, 3 инструмента OptiClean

Дополнительные упаковки Maxcem

Каждая упаковка содержит 2 двойных шприца и 20 смесительных насадок

Прозрачного оттенка	32857
Белого оттенка	32858
Опалово-белого оттенка	32859
Желтого оттенка	32860
Коричневого оттенка	32861
Смесительные насадки (50 шт.)	32862



Стандартный набор Maxcem Standard Kit



Прямое нанесение



Простое удаление излишков



Великолепная эстетика

Клинический случай любезно предоставлены д-ром Россом Нэшем

Nexus2

Композитный цемент на основе искусственной смолы с уникальной комбинацией красоты и прочности. Маленькая толщина пленки и возможность выбора катализатора с высокой или низкой вязкостью, делают рабочие характеристики Nexus 2 идеальными, что облегчает процедуру фиксации. 5 новых оттенков для всех клинических случаев позволяют проявлять еще большую гибкость в работе. Завершает систему однокомпонентный адгезив OptiBond Solo Plus, в сочетании с которым Nexus 2 обеспечивает непревзойденную защиту от чувствительности и клинически доказанную прочность.

Набор Nexus2 Universal Luting Agent Kit 31954

Состав: 1 x 3 г шприц катализатора высокой вязкости, 1 x 3 г шприц катализатора низкой вязкости, 1 x 3 г шприц базы прозрачной, 1 x 3 г шприц базы белой, 1 x 3 г шприц базы желтой, 1 x 3 г шприц базы опаковой, 1 x 3 г шприц пробного геля прозрачного, 1 x 3 г шприц пробного геля белого, 1 x 3 г шприц пробного геля желтого, 1 x 3 г шприц пробного геля опакowego, 1 x 3 г шприц геля для протравливания, 20 насадок для шприца с протравливающим гелем, 1 x 5 мл бутылочка OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл бутылочка активатора двойного отверждения OptiBond Solo Plus Dual Cure Activator, 1 x 5 мл бутылочка силанового праймера, 1 блокнот для замешивания, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 25 шпателей для смешивания, 50 аппликаторов, ламинированные карточки с указаниями к применению.



Набор Nexus2 Universal Luting Agent Kit 31954

Стартовый набор с активатором Nexus2 Starter Kit 31955

Состав: 1 x 3 г шприц катализатора высокой вязкости, 1 x 3 г шприц базы прозрачной, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл. бутылочка активатора двойного затвердевания OptiBond Solo Plus Dual Cure Activator, 1 x 5 мл. бутылочка силанового праймера, 1 блокнот для замешивания, 25 шпателей для смешивания.



Стартовый набор Nexus2 Starter Kit с активатором 31955

Дополнительные упаковки Nexus2

База	
Прозрачная (3 г)	29709
Белая (3 г)	29710
Белая непрозрачная (3г)	29711
Желтая (3 г)	29712
Коричневая (3 г)	29713
Катализатор	
Высокой вязкости (3 г)	29714
Низкой вязкости (3 г)	29715
Пробный гель	
Прозрачный (3 г)	29716
Белый (3 г)	29717
Белый опаковой (3 г)	29718
Желтый (3 г)	29719
Коричневый (3 г)	29720
Адгезив OptiBond Solo Plus (5 мл.)	29692
Активатор OptiBond Solo Plus Dual Cure Activator (5 мл.)	31304
Силановый праймер (5 мл.)	23448
Емкости для смешивания с 4 углублениями	27157
Одноразовые аппликаторы (по 100 каждого цвета: красного и черного)	27511

Nexus2™ – Dual-Syringe

ОДИН набор для ВСЕХ видов реставраций – цементирование керамических и композитных вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтовых конструкций. Новый двойной шприц Nexus 2 Dual-Syringe для автоматического смешивания цемента, исключает необходимость в ручном смешивании, гарантирует точные пропорции, а также экономию материала и времени. Материал обладает очень высокой прозрачностью – 74%, маленькой толщиной пленки – 10.3 мк, удобен в работе и при удалении излишков.

Набор Nexus2 – Dual-Syringe Kit 32267

Состав: 2 x 7 г двойных шприца с катализатором и прозрачной базой, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 1 x 5 мл. бутылочка активатора OptiBond Solo Plus Dual Cure Activator, 1 x 5 мл. бутылочка силанового праймера, 20 смешивающих наконечников.

Дополнительные упаковки Nexus2 – Dual-Syringe

Двойной шприц с катализатором и прозрачной базой	32268
Смешивающие наконечники (50 шт.)	32287



Nexus2 Dual-Syringe



Nexus2 обеспечивает живой и естественный вид сложных реставраций. Оттенок Nexus 2 Dual Syringe является наиболее прозрачным из всех цементов на основе искусственных смол, представленных на рынке.

Иллюстрации клинического случая любезно предоставил Douglas Terry, DDS, Хьюстон, штат Техас, США



Набор Nexus2 Dual Syringe Kit 32267

Материалы для восстановления культи зуба

CoreRestore2™

Композитная система двойного отверждения на основе искусственной смолы для восстановления культи зуба. Высокая наполненность (83%) в сочетании с оптимальными рабочими и механическими характеристиками гарантируют чрезвычайную прочность и долговечность культи, а применение OptiBond Solo Plus с активатором двойного отверждения обеспечивает исключительную силу сцепления. Благодаря новым параметрам отверждения и консистенции, материал превосходно наносится и прост в использовании. Голубой оттенок позволяет без труда определить границы зуба. Также доступен бесцветный оттенок. Разработанные для создания базовой формы культи 6 различных форм пластиковых колпачков CoreForm позволяют избежать процедур формовки и шлифовки и сэкономить время и силы.



Набор CoreRestore2 Intro Kit

31299

Состав: 1 x 4 г шприц CoreRestore2 катализатора высокой вязкости, 1 x 4 г шприц г CoreRestore 2 катализатора низкой вязкости, 1 x 4 г шприц базы универсальной, 1 x 4 г шприц базы белой, 1 x 4 г шприц базы голубой, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond® Solo Plus™, 1 x 5 мл. бутылочка активатора двойного отверждения OptiBond Solo Plus Dual Cure Activator; по 10 пластиковых колпачков CoreForm для создания базовой формы культи: верхнего бокового – по. 2, верхнего центрального – по. 4, нижнего премоляра – по. 8, верхнего премоляра – по. 11, нижнего 1-го моляра – по. 13, верхнего 1-го моляра – по. 15; 10 ундоз для внесения материала, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 25 одноразовых шпателей для замешивания, 50 одноразовых аппликаторов.



Набор CoreRestore2 Intro Kit

31299

Дополнительные упаковки CoreRestore2

1 x 4 г шприц катализатора CoreRestore2 низкой вязкости	31300
1 x 4 г шприц катализатора CoreRestore2 высокой вязкости	31301
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 универсальной	31302
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 белой	31303
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 голубой	31305
1 x 4 г шприц материала глубокого отверждения CoreRestore2 HDOC – отверждаемый только светом (оттенок бесцветный)	31748



Материал глубокого отверждения CoreRestore 2

31748

Дополнительные формы CoreForm Refill Packs

10 CoreForm верхнего бокового по. 2	29461
10 CoreForm верхнего центрального по. 4	29462
10 CoreForm нижнего премоляра по. 8	29463
10 CoreForm верхнего премоляра по. 11	29464
10 CoreForm нижнего 1-го моляра по. 13	29465
10 CoreForm верхнего 1-го моляра по. 15	29466

Амальгамы

Contour

Несодержащая гамма-2 фазы серебряная капсулированная амальгама. 70% сплава составляют сферические частицы, 30% – опилки, что способствует получению более плотного состава пломбы, обеспечивающего отличное краевое прилегание. Contour помогает избежать возникновения сколов и отслаивания материала по краям.

Contour, 50 капсул

Нормального отверждения, коричневая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29963
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29966
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29969

Contour, 500 капсул

Нормального отверждения, коричневая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	31347
500 капсул по 600 мг, двойная порция	31348
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29970



Contour

Tytin

Не содержащая гамма-2 фазы капсулированная амальгама с высоким содержанием серебра. 100% содержание частиц сферической формы делает материал простым в применении и обеспечивает чрезвычайно гладкую поверхность реставрации. Обладает отличной краевой прилегаемостью, во времени не теряет блеск и позволяет производить полировку немедленно (через 8 минут).



Tytin

Tytin, 50 капсул

Нормального отверждения, голубая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29945
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29948
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29951

Медленного отверждения, светло-голубая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29954
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29957
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29960

Tytin, 500 капсул

Нормального отверждения, голубая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29946
500 капсул по 600 мг, двойная порция	31345
500 капсул по 800 мг, тройная порция	31346

Медленного отверждения, светло-голубая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29955
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29958
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29961

Tytin FC™ (Сильной конденсации)

Не содержащая гамма-2 фазы капсулированная амальгама с высоким содержанием серебра. Формула с запатентованными частицами позволила получить материал, сочетающий лучшие свойства амальгамы Tytin с улучшенной конденсируемостью сплавов из разнородных частиц и повышенной компрессионной прочностью.



Tytin FC (FC= Сильная Конденсация)

Tytin, 50 капсул.

Нормального отверждения, темно-серая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29981
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29984
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29987

Быстрого отверждения, желтая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29990
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29993
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29996

Tytin FC, 500 капсул

Нормального отверждения, темно-серая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29982
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29985
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29988

Быстрого отверждения, желтая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29991
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29994
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29997

Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000

SDS Kerr 4000 Amalgamator является универсальным высокоскоростным амальгамосмесителем, управляемым с помощью микропроцессора, гарантирующего точное и качественное смешивание. SDS Kerr 4000 обеспечивает получение однородной консистенции, позволяя регулировать частоту смешивания и устанавливать необходимое время смешивания. Для обеспечения безопасности при открытии дверцы аппарата для извлечения капсулы прибор отключается.



Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000

61330

Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000

61330